

POWDERJET

Poste en dépression horizontale / Poste de pesée



Double Protection :

*Opérateur
Environnement*

- ✓ Ouverture totale
- ✓ Régulation ECM
- ✓ Solution économique
- ✓ Plan de travail Inox

📦 PRODUIT PHARE

Les hottes en dépression sont destinées à protéger le manipulateur et son environnement proche de toute aérocontamination, grâce à un système d'aspiration horizontale et de filtration absolue.

Les POWDERJET sont particulièrement recommandées pour la manipulation de poudres, produits nocifs, pulvérulents...

| | POWDERJET 9 | | POWDERJET 12 | | POWDERJET 18 | |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| | Utiles | Hors tout | Utiles | Hors tout | Utiles | Hors tout |
| Largeur (mm) | 920 | 925 | 1225 | 1250 | 1820 | 1840 |
| Hauteur (mm) | UTILE : 550 | | HORS TOUT : 813 | | | |
| Profondeur (mm) | UTILE : 550 | | HORS TOUT : 911 | | | |
| Hauteur avec piètement (mm) | 1740 | | | | | |
| Poids (Kg) | 80 | | 100 | | 150 | |