

# BOITES DE STOCKAGE



## PROTECTION DU PRODUIT

Ces boites sont conçues pour le stockage d'échantillons à l'abri des poussières ou en ambiance neutre (balayage de gaz).

### ■ DIMENSIONS (mm)

TYPE	HAUTEUR (H)	LARGEUR (L)	PROFONDEUR (P)
B1	300	300	300
B2	500	300	300
B3	750	300	300

### ■ CARACTÉRISTIQUES

- Structure méthacrylate de méthyle
- Porte avec joint néoprène
- Fermeture type quart de tour
- 1 étagère par compartiment

### ■ OPTIONS

- Structure bois latté stratifié
- Structure inactinique, antistatique
- Passage de gaz, robinet
- Débitmètre

### ■ VERSION PASSE-PLAT

Les SAS passe-plat permettent l'introduction de matériel directement en salle propre.

Dimensions standard : 600x600x600 mm

Options : condamnation des portes (automatisme)

**Remarque :** pour toute demande spécifique, consulter notre équipe de spécialistes.



Armoire à balayage de gaz



Sas avec condamnation

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE

