

Conforme à la norme  
ISO 14 644



# POWDERJET

Poste en dépression horizontale et poste de pesée

## Double protection

Opérateur et environnement

## Ouverture totale

Accès direct au volume de travail

## Régulation ECM

Débit constant, solution économique

## Solutions de l'Ultra Propreté

Protéger le produit · Protéger l'utilisateur · Protéger l'environnement

## ■ DESTINATION

Les hottes en dépression sont destinées à protéger **le manipulateur et son environnement proche** de toute aérocontamination, grâce à un système d'aspiration horizontale et de **filtration absolue**.

Les POWDERJET sont particulièrement recommandées pour la manipulation de poudres, de produits nocifs et de pulvérulents.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ouverture totale** — accès direct au volume de travail
- **Régulation ECM** — débit constant
- **Solution économique**
- **Plan de travail inox**
- **Aspiration horizontale**
- **Filtration absolue**



## ■ UTILISATIONS

- Pesée de poudres
- Pharmaceutique
- Chimie
- Agroalimentaire
- Cosmétique

### Ouverture totale

La face avant est entièrement dégagée, sans visière ni rideau. L'accès au volume de travail est direct, ce qui facilite les manipulations répétitives et l'introduction de contenants volumineux.

## ■ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les hottes en dépression protègent le manipulateur et son environnement proche de toute aérocontamination grâce à un système d'**aspiration horizontale** et de **filtration absolue**.

La régulation ECM compense le colmatage progressif du filtre et maintient le débit constant sur toute sa durée de vie, ce qui garantit une vitesse frontale stable dans le temps.

Comme pour tout poste en dépression, la protection porte sur l'opérateur, non sur le produit manipulé.

## ■ PARTICULARITÉS

### Plan de travail inox

Surface lisse, décontaminable et résistante aux produits usuels de nettoyage.

### Sur piétement

Hauteur de 1 740 mm avec piétement, adaptée au travail debout devant une balance.

## ■ LES TROIS PROTECTIONS

### ● Protection de l'environnement

Filtration absolue

### ● Protection de l'opérateur

Aspiration horizontale

## OPTIONS DISPONIBLES

Piètement

Piètement sur roulettes

Éclairage

Prise de courant

Préfiltres

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

| Dimensions (mm)        | POWDERJET 9       | POWDERJET 12        | POWDERJET 18      |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        | utile / hors-tout | utile / hors-tout   | utile / hors-tout |
| Largeur                | 920 / 925         | 1 225 / 1 250       | 1 820 / 1 840     |
| Hauteur                |                   | 550 / 813           |                   |
| Profondeur             |                   | 550 / 911           |                   |
| Hauteur avec piètement |                   | 1 740 mm            |                   |
| Poids                  | 80 kg             | 100 kg              | 150 kg            |
| Régulation             |                   | ECM, débit constant |                   |

Source : catalogue général ADS Laminaire 2025-2026.

Catalogue 2025-2026 — Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

## DOCUMENTS REMIS À LA LIVRAISON

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en français

Mise en service et maintenance assurées par le constructeur ADS Laminaire, sur l'ensemble du territoire français et européen.

## NOTRE ENGAGEMENT

Conception, fabrication, laboratoire de contrôle et service après-vente réunis sur notre site d'Aulnay-sous-Bois.

Société certifiée **ISO 9001:2015** depuis 2008 et labellisée **NF 095** depuis 1997. Première entreprise française spécialisée dans le flux laminaire, depuis 1968.